



Mobiflex® Neo

Mobiflex® Neo is een voedingssupplement op basis van Boswellia serrata extract, niet-gedenatureerd collageen type II, vitamine C en mangaan (Mn).

Als gevolg van leeftijd, sport of fysieke activiteiten kan men gevoelig worden ter hoogte van het gewricht, wat een invloed kan hebben op de beweeglijkheid. De meest gevoelige gewrichten zijn de knie, de heup en de kleine handgewrichten. Voor het comfort van het gewricht, is het belangrijk om een goede kwaliteit van het kraakbeen te behouden. Kraakbeen is een speciaal soort van bindweefsel met als belangrijkste functie de vermindering van wrijving tussen bewegende gewrichten.

Eigenschappen

Mobiflex® Neo werkt, door zijn unieke samenstelling, in op verschillende niveaus.

De hars van Boswellia bevat stoffen die helpen om de gewrichten soepel te houden en het kraakbeen te behouden. AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) is één van de sterkst werkende boswellia zuren.

Collageen is een eiwit dat aanwezig is in verschillende structuren van het lichaam. Er bestaan verschillende soorten collageen. Mobiflex® Neo bevat 10 mg niet-gedenatureerd collageen van het type II, wat het voornaamste eiwit is van het kraakbeen.

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een goede werking van het kraakbeen en de botten.

Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten en tot de goede vorming van bindweefsel.

Mobiflex® Neo behoudt de soepelheid van de gewrichten en beperkt de veroudering van het kraakbeen en de gewrichten.

Gebruiksaanwijzing

1 tablet per dag bij het ontbijt.

Voor een goed resultaat is het aanbevolen de behandeling met Mobiflex® Neo gedurende minimaal 3 maanden te volgen. Mobiflex® Neo heeft een snelle werking, na 7 dagen kan u al resultaat opmerken.

Aanbevelingen

Raadpleeg uw arts in geval van zwangerschap/borstvoeding alvorens Mobiflex® Neo te gebruiken.

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden. Buiten bereik van kinderen houden. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Vraag een medisch advies bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia van het coumarine- en heparine-type.

Ingrediënten

Mobiflex® Neo - per tablet:
300 mg Boswellia serrata extract waarvan 210 mg boswellia zuren / 27,8 mg collageen type II waarvan 10 mg niet-gedenatureerd collageen type II / 16,21 mg mangaanguanoaat waarvan 2 mg mangaan / 13,5 mg natriumascorbaat waarvan 12 mg ascorbinezuur (vitamine C) / Bevochtiger: E420 / Desintegratiemiddel: E468 / Antiklontermiddel: E572 – E551 / Emulgeermiddel: E473 / Filmomhulling: E464 – E460 – E570 – E170 – E120 – E101(i).

Als u allergisch bent voor één van bovenvermelde ingrediënten mag u dit voedingssupplement niet gebruiken.

Presentatie

Doos van 30 of 90 rode deelbare filmomhulde tabletten.

Nettogewicht

30 tabletten: 34,02 g
90 tabletten: 102,06 g

Bewaring

Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: zie uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking (EXP: maand/ jaar).

Verdeler

NeoCare N.V.
Heizel Esplanade b22
B - 1020 Brussel

Notificatienummer: PL/NUT/AS 972/8

Mobiflex® Neo

Mobiflex® Neo est un complément alimentaire à base d'extrait de Boswellia serrata, de collagène de type II non dénaturé, de vitamine C et de manganèse (Mn).

À cause de l'âge, du sport ou des activités physiques, vos articulations peuvent devenir sensibles, ce qui peut avoir un effet sur votre mobilité. Les articulations les plus sensibles sont le genou, la hanche et les petites articulations de la main. Le maintien d'une bonne qualité du cartilage est essentiel pour le confort de l'articulation. Le cartilage est un tissu conjonctif très particulier; sa fonction principale est de diminuer le frottement entre les articulations en mouvement.

Propriétés

Grâce à sa composition unique, Mobiflex® Neo agit à plusieurs niveaux.

La résine de Boswellia contient des substances qui aident à maintenir la souplesse des articulations et à préserver le cartilage. L'AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) est l'un des acides boswelliques les plus puissants.

Le collagène est une protéine présente dans différentes structures de l'organisme. Il existe différents types de collagène. Mobiflex® Neo contient 10 mg de collagène de type II non dénaturé, qui est la principale protéine du cartilage.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène, pour assurer la bonne fonction des cartilages et des os.

Le manganèse contribue au maintien d'une ossature normale et à la bonne formation de tissus conjonctifs.

Mobiflex® Neo préserve la souplesse des articulations et limite le vieillissement du cartilage et des articulations.

Instructions d'utilisation

1 comprimé par jour au petit-déjeuner.

Afin d'obtenir un bon résultat, il est recommandé de poursuivre le traitement par Mobiflex® Neo pendant minimum 3 mois. Mobiflex® Neo agit rapidement : vous pouvez déjà ressentir un résultat après 7 jours.

Recommandations

En cas de grossesse/d'allaitement, consultez votre médecin avant d'utiliser Mobiflex® Neo.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la posologie recommandée. Demandez conseil à votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants de type coumarine et héparine.

Ingédients

Mobiflex® Neo - par comprimé:
300 mg d'extrait de Boswellia serrata dont 210 mg d'acides boswelliques / 27,8 mg de collagène de type II dont 10 mg de collagène de type II non dénaturé / 16,21 mg de gluconate de manganèse dont 2 mg de manganèse / 13,5 mg d'ascorbate de sodium dont 12 mg d'acide ascorbique (vitamine C) / Humectant: E420 / Agent désintégrant: E468 / Antiagglomérants: E572 – E551 / Emulsifiant: E473 / Pelliculage: E464 – E460 – E570 – E170 – E120 – E101(i).

Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous êtes allergique à l'un des ingrédients mentionnés ci-dessus.

Présentation

Boîte de 30 ou 90 comprimés pelliculés rouges et sécables.

Poids net

30 comprimés : 34,02 g
90 comprimés : 102,06 g

Conservation

A conserver à température ambiante, dans l'emballage extérieur d'origine. Durée de conservation: voir date de péremption sur l'emballage (EXP : mois/année).

Distributeur

NeoCare S.A.
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

Numéro de notification : PL/NUT/AS 972/8





Mobiflex® Care

Mobiflex® Care

Mobiflex® Care is een voedingssupplement op basis van onverzeepbare extracten van soja- en avocado-olie (ASU), niet-gedenatureerd collageen type II, vitamine C en mangaan (Mn).

Als gevolg van leeftijd, sport of fysieke activiteiten kan men gevoelig worden ter hoogte van het gewricht, wat een invloed kan hebben op de beweeglijkheid. De meest gevoelige gewrichten zijn de knie, de heup en de kleine handgewrichten. Voor het comfort van het gewricht, is het belangrijk om een goede kwaliteit van het kraakbeen te behouden. Kraakbeen is een speciaal soort van bindweefsel met als belangrijkste functie de vermindering van wrijving tussen bewegende gewrichten.

Eigenschappen

Mobiflex® Care werkt, door zijn unieke samenstelling, in op verschillende niveaus.

De onverzeepbare extracten van soja en avocado zijn lipiden die van nature aanwezig zijn in de oliën van avocado en soja. Deze lipiden zijn in de ideale verhouding aanwezig in Mobiflex® Care: één derde extract van avocado-olie en twee derden extract van soja-olie.

Naast avocado-olie en soja-olie bevat Mobiflex® Care eveneens niet-gedenatureerd collageen type II, vitamine C en mangaan.

Collageen is een eiwit dat aanwezig is in verschillende structuren van het lichaam. Er bestaan verschillende soorten collageen. Mobiflex® Care bevat 10 mg niet-gedenatureerd collageen van het type II, wat het voornaamste eiwit is van het kraakbeen.

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor een goede werking van het kraakbeen en de botten.

Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten en tot de goede vorming van bindweefsel.

Gebruiksaanwijzing

1 tablet per dag bij het ontbijt.

Voor een goed resultaat is het aanbevolen de behandeling met Mobiflex® Care gedurende langere tijd te volgen. Het duurt ongeveer 1 maand vooraleer u resultaat kan opmerken.

Mobiflex® Care kan een aanvulling zijn na een kuur Mobiflex® Neo of kan afzonderlijk gebruikt worden.

Aanbevelingen

Raadpleeg uw arts in geval van zwangerschap/borstvoeding alvorens Mobiflex® Care te gebruiken.

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Buiten bereik van kinderen houden.

De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Vraag een medisch advies bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia van het coumarine- en heparine-type.

Ingrediënten

Mobiflex® Care - per tablet:
300 mg onverzeepbaar extract van avocado- (Persea gratissima) (1/3) en soja-olie (Glycine max (L.) Merr.) (2/3) waarvan 30% fytosterolen / 27,8 mg collageen type II waarvan 10 mg niet-gedenatureerd collageen type II / 16,21 mg mangaanguluconaat waarvan 2 mg mangaan / 13,5 mg natriumascorbaat waarvan 12 mg ascorbinezuur (vitamine C) / Bevochtiger: E420 / Desintegratiemiddel: E460 – E468 / Additief: E341 / Antiklonermiddel: E572 – E551 / Emulgeermiddel: E473 / Filmomhulling: E464 – E460 – E570 – E170 – E132.

Als u allergisch bent voor één van bovenvermelde ingrediënten mag u dit voedingssupplement niet gebruiken.

Allergenen

Mobiflex® Care bevat soja-extracten.

Presentatie

Doos van 30 of 90 blauwe deelbare filmomhulde tabletten.

Nettogewicht

30 tabletten: 33,2 g
90 tabletten: 99,7 g

Bewaring

Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: zie uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking (EXP: maand/ jaar).

Verdelers

NeoCare N.V.
Heizel Esplanade b22
B - 1020 Brussel

Notificatienummer: PL/NUT/AS 972/9

Mobiflex® Care est un complément alimentaire à base d'extraits non saponifiables d'huile de soja et d'avocat (ASU), de collagène de type II non dénaturé, de vitamine C et de manganèse (Mn).

À cause de l'âge, du sport ou des activités physiques, vos articulations peuvent devenir sensibles, ce qui peut avoir un effet sur votre mobilité. Les articulations les plus sensibles sont le genou, la hanche et les petites articulations de la main. Le maintien d'une bonne qualité du cartilage est essentiel pour le confort de l'articulation. Le cartilage est un tissu conjonctif très particulier; sa fonction principale est de diminuer le frottement entre les articulations en mouvement.

Propriétés

Grâce à sa composition unique, Mobiflex® Care agit à plusieurs niveaux.

Les extraits non saponifiables de soja et d'avocat sont des lipides naturellement présents dans les huiles d'avocat et de soja. Mobiflex® Care contient une proportion idéale de ces lipides : un tiers d'extract d'huile d'avocat et deux tiers d'extract d'huile de soja.

En plus de l'huile d'avocat et de l'huile de soja, Mobiflex® Care contient également du collagène de type II non dénaturé, de la vitamine C et du manganèse.

Le collagène est une protéine présente dans différentes structures de l'organisme. Il existe différents types de collagène. Mobiflex® Care contient 10 mg de collagène de type II non dénaturé, qui est la principale protéine du cartilage.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène, pour assurer la bonne fonction des cartilages et des os.

Le manganèse contribue au maintien d'une ossature normale et à la bonne formation de tissus conjonctifs.

Instructions d'utilisation

1 comprimé par jour au petit-déjeuner.

Afin d'obtenir un bon résultat, il est recommandé de poursuivre le traitement par Mobiflex® Care pendant une longue durée. Vous ne pourrez ressentir les premiers effets qu'au bout d'environ 1 mois.

Mobiflex® Care peut être utilisé en complément d'une cure préalable de Mobiflex® Neo ou il peut s'utiliser séparément.

Recommandations

En cas de grossesse/d'allaitement, consultez votre médecin avant d'utiliser Mobiflex® Care.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Demandez conseil à votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants de type coumarine et héparine.

Ingédients

Mobiflex® Care - par comprimé :
300 mg d'extract non saponifiable d'huile d'avocat (Persea gratissima) (1/3) et d'huile de soja (Glycine max (L.) Merr.) (2/3) dont 30 % de phytostérols / 27,8 mg de collagène de type II dont 10 mg de collagène de type II non dénaturé / 16,21 mg de gluconate de manganèse dont 2 mg de manganèse / 13,5 mg d'ascorbate de sodium dont 12 mg d'acide ascorbique (vitamine C) / Humectant: E420 / Agents désintégrant: E460 – E468 / Additif: E341 / Antiagglomérants: E572 – E551 / Emulsifiant: E473 / Pelliculage: E464 – E460 – E570 – E170 – E132.

Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous êtes allergique à l'un des ingrédients mentionnés ci-dessus.

Allergènes

Mobiflex® Care contient des extraits de soja.

Présentation

Boîte de 30 ou 90 comprimés pelliculés bleus et sécables.

Poids net

30 comprimés : 33,2 g
90 comprimés : 99,7 g

Conservation

A conserver à température ambiante, dans l'emballage extérieur d'origine.

Durée de conservation: voir date de péremption sur l'emballage (EXP : mois/année).

Distributeur

NeoCare S.A.
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

Numéro de notification : PL/NUT/AS 972/9

92617251403

3-129-183-4/1

version a

